

Para crear el servicio, en una consola **como administrador**, con el ejecutable ya publicado en C:\DicomMigrador:

```
sc create DicomMigrador binPath= "C:\DicomMigrador\DicomMigrator.Web.exe"  
start= auto DisplayName= "DICOM Migrador"
```

Un detalle que es fácil de pasar por alto y causa errores: **los espacios después de binPath= y start= son obligatorios**. La sintaxis de sc exige binPath= "..." (con espacio tras el =), no binPath="...". Si los omites, falla.

Desglose de los parámetros:

- DicomMigrador → el nombre del servicio (con el que lo arrancas/paras).
- binPath= → la ruta completa al .exe publicado.
- start= auto → arranca solo con Windows.
- DisplayName= → el nombre visible en services.msc.

Opcional, para añadir una descripción:

```
sc description DicomMigrador "Migracion de estudios DICOM entre sistemas  
PACS."
```

Antes de arrancarlo, asegúrate de que la cadena de conexión está disponible para el servicio. El servicio no hereda las variables de tu sesión ni usa appsettings.Development.json, así que define la variable de máquina (también como administrador):

```
setx /M ConnectionStrings__Default  
"Host=localhost;Port=5432;Database=dicommigrator;Username=dicom_app_mig  
rator;Password=Migrator64s"
```

IMPORTANTE: setx /M afecta a procesos **futuros**. Si ya habías creado el servicio antes de definirla, créalo (sc delete + sc create) o reinicia, para que la recoja.

Y arrancarlo:

```
sc start DicomMigrador
```

Comprueba que está en marcha:

```
sc query DicomMigrador
```

Debe mostrar STATE : 4 RUNNING. Luego abre <http://localhost:5200> para ver la app.

Si no llega a RUNNING, mira los logs en C:\DicomMigrador\logs\ — lo más típico es que falle la conexión a Postgres (variable mal puesta o servidor no accesible).